

Gestione semplice dei dati Software EasyDirect™ Balance



Raccolta automatica dei dati

Raccogliete i dati di pesata da 10 bilance tramite Ethernet, USB-C o RS232. Riducete al minimo gli errori di trascrizione manuale, risparmiate tempo e conservate i dati in tutta sicurezza.



Gestione efficiente dei risultati

Passate facilmente in rassegna i risultati e filtrateli per data, strumento, utente o campione. Visualizzate i risultati in tabelle per valutare gli intervalli di tolleranza e i target, ed elaborate statistiche per analizzare in modo efficiente trend e produzione.



Report ed esportazione facilitati

Generate report dei risultati di pesata in modo semplice e chiaro. Esportate i dati su PC in vari formati (XML, CSV, XLSX o PDF) o inviateli a una stampante di rete.



Comoda panoramica del sistema

Il software EasyDirect Balance fornisce informazioni su regolazione, verifica e stato di esercizio offrendo una comoda panoramica del funzionamento di tutti gli strumenti collegati.



Gestione dei dati di pesata semplificata

Collegate le vostre bilance al software per PC EasyDirect Balance e migliorate la gestione e l'elaborazione dei vostri dati. L'installazione e la configurazione sono semplici e rapide e il funzionamento è intuitivo.

La gestione semplificata dei dati vi aiuterà a migliorare l'efficienza delle attività di pesata. Con EasyDirect Balance, raccogliete i dati di pesata in modo automatico, agevolando la creazione di report, la visualizzazione dei risultati in tabelle di verifica e l'elaborazione di statistiche, con una chiara panoramica dello stato delle bilance.

Scaricate la versione di prova gratuita valida 45 giorni su:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Descrizione tecnica

Strumenti supportati	MS-TS, ML-T ¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
Connettività	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
Raccolta dati		
Informazioni sulla bilancia		
Informazioni di base sulla bilancia	•	•
Livello, regolazione, verifica e stato di esercizio	•	
Utilizzo della bilancia	•	
Dati di pesata		
Applicazioni supportate	•	•
Pesata, conteggio, pesata percentuale, pesata fattoriale		
Controllo ponderale, pesata dinamica, formulazione, totalizzazione, seconda pesata, pesata differenziale, determinazione della densità	•	
Peso, unità, data/ora, ID campione e attività	•	•
Target e tolleranze	•	
Nome utente	•	
Parametri e risultati specifici per applicazione	•	
Numero massimo di strumenti	Fino a 10 bilance	
Formati dei report	XML, CSV, XLSX, PDF	
Database	Microsoft SQL Server 2012 Express	
Requisiti PC	OS: Windows 10 e 11	
Protezione	Impostazioni e risultati protetti da password	
Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, polacco, ceco, ungherese, olandese, portoghese, turco, giapponese, cinese, coreano	
Codici dei prodotti	30539323 EasyDirect Balance (licenza fino a 3 strumenti) 30540473 EasyDirect Balance (licenza fino a 10 strumenti)	

¹⁾ Funzionalità completa solo tramite Ethernet

**Gruppo METTLER TOLEDO**

Pesata in laboratorio
Contatto locale: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Per ulteriori informazioni

Soggetto a modifiche tecniche
© 03/2024 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
30553487B
Group MarCom RITM1159092 MB/NM